

### **1.3 - ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA**

- Coletar o material, de preferência, antes do uso de antimicrobianos e quatro dias após o uso de contrastes radiológicos;
- Evacuar em recipiente limpo e seco;
- Jamais coletar material na água do vaso sanitário; pode-se recolher as fezes sobre fralda descartável nova;
- A coleta pode ser feita em qualquer evacuação do dia;
- Transferir algumas “pazinhas” do material para o frasco fornecido pelo laboratório;
- Passar o swab (fornecido pelo laboratório) em porções das fezes que contenham muco, pus ou sangue e introduzi-lo até o fundo do tubo com meio de transporte Cary-Blair (geléia);
- Enviar o swab ao laboratório o mais rápido possível, à temperatura ambiente (máximo 2h após a coleta);